



الدروس العملية لمقرر

# نبات 5

لطلاب الفرقة الثالثة شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية

اعداد

د/ محمد احمد حسين

د/ رقية بهجت

للعام الجامعي 2023-2024


## المحتوى العملى لجزء البكتيريا

علم البكتيريا

علم البكتيريا:- هو احد فروع علم الميكروبيولوجي الذي يهتم بدراسة وتعريف البكتيريا

البكتيريا: هى عبارة عن كائنات دقيقة أولية النواة وحيدة الخلية لا تحتوي علي نواة ومعظمها لا يحتوي علي عضيات مثل البلاستيدات الخضراء والميتوكوندريا ومعظمها يحتوي علي المادة الوراثية DNA

أشكال البكتيريا:- يوجد أشكال كثيرة للبكتيريا منها الكروي والعصوي وأشكال حلزونية.



## أشكال البكتيريا الكروية


جدول (2) اشكال مختلفه من البكتيريا الكرويه

اسم تجمع	كروية
أحادية	
ثنائية	
رباعية	
ثماتية (مكعب)	
عقودية	
سبحية	

## أشكال البكتيريا العصوية

جدول(3) أشكال المختلفة من البكتيريا العصوية

اسم تجمع / شكل الخلق	عصوية
عصوية كورية أحادية	
عصوية ثنائية	
سلسلة من العصويات	



لماذا يجب السيطرة على الكائنات الحية الدقيقة؟

- لمنع انتشار الأمراض والأوبئة
- لمنع تحلل وتلف المواد المهمة لدي الإنسان
- لمنع التلوث بالميكروبات الغير مرغوب فيها

## طرق التحكم او السيطرة على الكائنات الدقيقة

عوامل فيزيائية :- أ- درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.

ب- الإشعاع

ج- الضغط الاسموزي

د - الترشيح

هـ- التجفيف

عوامل كيميائية:- أ- المطهرات antiseptic

ب - المطهرات Disinfectant

ج-المضاد الحيوية Antibiotic

د-كيمياء علاجية مضادة للميكروبات Chemotherapeutic

antimicrobial chemical

هـ-المواد الحافظة

بعض التعريفات الهامة:-

١-التعقيم :-Sterilization عبارة عن عملية يتم من خلالها قتل أو إزالة كل

الكائنات الحية مثل البكتريا والفيروسات

٢-التطهير :-Disinfection عبارة عن إزالة الكائنات الدقيقة من الأسطح الغير حية.

٣-المطهرات :- Antiseptic عبارة عن عوامل كيميائية تستخدم في قتل وإزالة الكائنات الدقيقة وتكون آمنة للاستخدام البشري

٤-المطهرات -Disinfectant: عبارة عن عوامل كيميائية تستخدم في نزع الكائنات الدقيقة من الأسطح الغير حية واستخدامها سام للإنسان

٥-المضادات الحيوية -Antibiotic: عبارة عن منتج ابيضي يستخرج من ميكروب لقتل ميكروب آخر


٦-الكيمياء العلاجية مضادة للميكروبات:- عبارة كيمياء تخليقية تستخدم علاجيا ضد الميكروبات

٧- -Cidal=killer: عبارة عن عامل يستخدم في قتل الكائنات الدقيقة

٨- -Static=inhibit: عبارة عن عامل يستخدم في تثبيط الكائنات الدقيقة


العوامل التي تؤثر علي نشاط الميكروب:-

- (١) نوع وتركيز العامل الكيميائي المستخدم
- (٢) شدة و طبيعة العامل الفيزيائي المستخدم
- (٣) درجة الحرارة التي يستخدم عندها العامل الكيميائي و العامل الفيزيائي
- (٤) الميكروب نفسه
- (٥) طبيعة المواد الحاملة للكائنات الدقيقة



### العوامل الفيزيائية

- أولاً درجات الحرارة المرتفعة :- تنقسم إلى حرارة جافة وحرارة رطبة
- الحرارة الجافة:- وهي استخدام الحرارة مباشرة في التعقيم
- الحرارة الرطبة:- وهي استخدام بخار الماء في التعقيم



### اولاً: استخدام الحرارة الجافة:

١- التطهير حتى درجة الاحمرار:- هو استخدام لهب بنزين مباشر في التعقيم ويستخدم في تعقيم ابر التلقيح والملاقط والمشارط وفوهات أنابيب الاختبار.

٢- التطهير الكحولي:- تغمس الاداة المراد تعقيمها في الكحول الايثيلي اولاً ثم تتعرض للهب بنزين مباشر ويستخدم في تعقيم الناشر الثلاثي وفوهات أنابيب الاختبار

٣-أفران الهواء الساخن:- درجة الحرارة لا بد ان تكون من ١٦٠- ١٨٠ درجة سيليزية وذلك لمدة من ٤-٦ ساعات. وتستخدم في تعقيم كل أنواع الزجاجيات مثل الماصات والكاسات والاطباق البترى.



ثانيا: درجات الحرارة الرطبة:-

المعقم:- Autoclave جهاز يستخدم بخار الماء في التعقيم تحت ضغط جوي معين

شروط التعقيم في الاوتوكليف:-

١- درجة الحرارة المستخدمة ١٢١ درجة سيليزية

٢- الضغط الجوي المستخدم ١,٥ جو

٣-الوقت المستخدم ٢٠- ٢٥ دقيقة

الاستخدام:- يستخدم في تعقيم كل الأشياء والأوساط الغذائية ماعدا المواد التي تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة مثل (الدم -الفيتامينات-الاحماض الامينية - المستخلصات النباتية)



لماذا درجة الحرارة الرطبة أكثر كفاءة من الحرارة الجافة؟

١- لان الوقت المستخدم في الحرارة الرطبة اقل من الوقت في الحرارة الجافة

٢- درجة الحرارة الرطبة تستخدم في تعقيم كل الأشياء

٣- الحرارة الرطبة أكثر كفاءة في قتل الخلايا الحية من الحرارة الجافة وذلك لأنها

أكثر قدرة من التغلغل داخل الخلايا، كما أنها ذات قدرة أسرع على تجميع وتخثير


البروتين الخلوي.

ثالثا الإشعاع:-

هو عبارة عن عامل فيزيائي يستخدم في التعقيم مثل الأشعة فوق بنفسجية وأشعة جاما وأشعة اكس وهي اشعة كونية ضارة ولكن يمكن الاستفادة منها في تعقيم المعامل.

ثالثا الترشيح:- عامل فيزيائي يستخدم في تعقيم الأوساط الغذائية التي تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة مثل (الدم -الفيتامينات-الاحماض الامينية - المستخلص النباتي )

الأجهزة المستخدمة في عملية الترشيح:-



## أنواع المرشحات

- (١) مرشحات الاسبتوس:- تصنع من مادة الاسبتوس وثقوب ورقة الترشيح المستخدمة من ٢,٠-٠,٤٥ ميكرون.
- (٢) المرشحات الزجاجية:- تصنع من مادة السيليكا التي تستخرج من الرمال ويوجد خمس أنواع من المرشحات الزجاجية النوع الخامس هو الذي يستخدم في التعقيم لان ثقوب ورقة الترشيح المستخدمة من ٢,٠-٠,٤٥ ميكرون.
- (٣) المرشحات الغشائية:- تصنع من مواد بيولوجية التي تستخرج من الحيوانات مثل سترات السليلوز تستخدم في التعقيم لان ثقوب ورقة الترشيح المستخدمة من ٢,٠-٠,٤٥ ميكرون.

## العوامل الكيميائية

- (١) الكحول الايثيلي ٧٠%:- يستخدم في تعقيم الأرضيات وأسطح البنشات
  - (٢) الفورمالين:- يستخدم في تعقيم الأرضيات وأسطح البنشات ويستخدم أيضا في حفظ العينات
  - (٣) الديتول ٢٥%:- يستخدم في تعقيم الأرضيات وأسطح البنشات
  - (٤) كلوريد الزئبقيك:- يستخدم في تعقيم الأرضيات وأسطح البنشات
- لماذا الكحول الايثيلي ٧٠% اكثر كفاءة في التعقيم من الكحول الايثيلي ١٠٠% ؟
- لان الكحول الايثيلي ٧٠% له القدرة علي اختراق الخلية البكتيرية ويعمل علي تخثر البروتوبلازم وقتل الخلية لذلك له تأثير قاتل للبكتريا Cidal

أما الكحول الايتيلي ١٠٠% له القدرة علي نزع الماء من الخلية البكتيرية مما يؤدي إلي غلق ثقب العشاء البلازمي وبذلك يعمل علي تثبيط الخلية البكتيرية وبذلك له تأثير مثبت للبكتريا Static

الأوساط الغذائية

## Culture Media الأوساط الغذائية



Dr. Ayoub R. Al-Dalou

1

الأوساط الغذائية :-هي الأوساط التي تحتوي علي عناصر تحتاجها الخلية البكتيرية في عملية التكاثر والتغذية والنمو وتشمل هذه العناصر علي عناصر صغرى وعناصر كبرى.

العناصر الكبرى Major element :هي عناصر تحتاجها الخلية البكتيرية بكميات كبيرة في الوسط الغذائي لعملية النمو والتغذية مثل  $H_2-O_2-N.K.Ca$   $Na-Mg-N$

العناصر الصغرى Minor element: هي عناصر تحتاجها الخلية البكتيرية بكميات صغيرة في الوسط الغذائي لعملية النمو والتغذية مثل Al - Zn - Cu

### أنواع الأوساط الغذائية

- تنقسم الأوساط الغذائية طبقاً إلى:-
  - (١) علي أساس القوام:- (صلبة -صلبة قابلة للإسالة-سائلة -شبة صلبة)
  - (٢) علي أساس التركيب الكيميائي:- (معروفة التركيب الكيميائي - وغير معروفة التركيب الكيميائي)
  - (٣) علي أساس الاستخدام (طبقاً لأغراض خاصة):- (وسط مقوي -وسط اختياري -وسط تفريقي -وسط اختياري تفريقي)

### أولا الأوساط الغذائية على أساس القوام:-

- أ- أوساط غذائية صلبة:- وهي عبارة وسط غذائي لا يمكن تحويله إلى وسط غذائي سائل مثل شرائح البطاطس والجزر والكوسة.
- ب- أوساط غذائية صلبة قابلة للإسالة:- وهي وسط غذائي يحتوي علي عوامل مصلبة مثل الاجار والجيلاتين (١٥-٢٠ جرام فى اللتر).
- ت- أوساط غذائية شبة صلبة:- وهي وسط غذائي يحتوي علي عوامل مصلبة مثل الاجار والجيلاتين بنسبة اقل من الوسط الصلب القابل للإسالة حوالى ٥ جم.
- ث- أوساط غذائية سائلة:- وهي وسط غذائي لا يحتوي علي أي مواد مصلبة مثل nutrient broth

لماذا يستخدم الأجار كمادة مصلبة أفضل من استخدام الجيلاتين ؟

١- لان نقطة انصهار الأجار اعلي من نقطة انصهار الجيلاتين أي أن الأجار يتحمل درجات الحرارة العالية أكثر من الجيلاتين. فالاجار يصبح سائل عند درجة حرارة اكبر من ٤٥ ويصبح صلب عند درجات حرارة اقل ٤٥. اما الجيلاتين يصبح سائل عند درجة حرارة اكبر من ٣٥ ويصبح صلب عند درجة حرارة اقل من ٣٥ درجة.

٢- لان الجيلاتين هو مادة بروتينية يحدث لها تحلل مائي أي تستطيع الخلية البكتيرية أن تستخدمها في عملية التغذية.

## تقسيم الوسايط الغذائية حسب القوام

➤ (١) وسط صلب Solid media:

- قد يكون طبيعي مثل شرائح البطاطس – غير قابل للاسالة
  - قد يكون صناعي مثل الاجار المغذي – قابل للاسالة
- الوسط الصلب يهيء سطح مستوي يساعد على نمو البكتيريا على هيئة مستعمرات فردية يسهل عزلها بحالة نقية



5


### ثانيا الاساط الغذائية على أساس التركيب الكيميائي:-

١. معروفة التركيب الكيميائي:- هي التي يدخل في تركيبها بعض المواد المعروفة التركيب مثل نترات الصوديوم.

٢. غير معروفة التركيب الكيميائي:- وهى الاوساط الغذائية التى يدخل فى تركيبها بعض المواد الطبيعية سواء كانت نباتية او حيوانية مثل الدم او سيرم الدم او مستخلصات اللحم او شرائح البطاطس والجزر.

➤ (ب) وسط نصف صلب Semi solid media : يحتوي على نصف او ربع كمية الاجار المضاف للوسط الصلب القابل للاسالة

➤ (ج) وسط سائل Liquid media : لا يحتوي على أي قوام صلب مثل: المرق المغذي (صناعي) – اللبن (طبيعي)



Dr> Ayoub R. Al-Dalou

6

## ثالثا الاساط الغذائية طبقا لأغراض خاصة:

### تقسيم الأوساط الغذائية حسب الغرض منها

➤ **اوساط غذائية انتخائية Selective media:** ( انتقائي) يحتوي على مادة تثبط نمو بعض انواع البكتيريا بينما تساعد نمو انواع اخرى. وهذا النوع من الأوساط يساعد في الحصول على مزرعة نقية من مجموعة متنوعة من الكتيريا وتستخدم لعزل البكتيريا المعوية ( يحتوي على املاح الصفراء يثبط البكتيريا الغير معوية ويحتوي على صبغة حمراء تساعد في التعرف على قدرة البكتيريا على تخمر اللاكتوز) ويعتبر هذا الوسط ايضا وسط مميز حيث يساعد على تشخيص البكتيريا

**اوساط غذائية تفرقية Differential media:** وسط يضاف له بعض المواد الكيميائية او الطبيعية ويسمح بالتفريق بين نمو المجاميع المختلفة من البكتيريا , يستخدم لتمييز بكتيريا E.coli (مستعمرات ذات مركز اسود وبريق معدني مخضر) عن باقي انواع بكتيريا القولون

**اوساط غذائية غنية Enrichment media:** وسط مدعم بالمغذيات او بعض الظروف الخاصة لنوع بكتيري بحيث ينمو بصورة اوسع من الانواع الاخرى. ا يستخدم لتشخيص بكتيريا التيفوئيد الممرضة

Dr> Ayoub R. Al-Dalou

7

### أشكال الأوساط الغذائية:-

١. الوسط الغذائي السائل Broth tube عبارة عن أنبوبة اختبار تحتوي علي الوسط الغذائي السائل

• أشكال الوسط الغذائي السائل:له ٣ أشكال


أ-شكل عكارة: النمو البكتيري في الوسط الغذائي يكون عكارة

ب-شكل راسب: النمو البكتيري في الوسط الغذائي يكون راسب

في قاع الأنبوبة

ج-شكل قرص: النمو البكتيري في الوسط الغذائي يكون علي هيئة

قرص علي سطح الأنبوبة



- بعض المصطلحات المستعملة في وصف نمو البكتيريا منها:-
- عكارة صافية Uniform turbidity
- غير واضحة or clumps Flocculent
- راسب Sediment
- غشاء أو حلقة على السطح Ring or pellicle growth on surface (شكل 29).

شكل (29) يوضح نمو البكتيريا في المرق داخل أنابيب الاختبار  
 1. المراقب بدون تلقیح. 2. عكارة صافية 3. راسب 4. غشاء أو حلقة على السطح

٢- الأجار المائل Agar slant عبارة عن أنبوبة اختبار تحتوي علي الوسط الغذائي الصلب قابل للإسالة في وضع مائل وتستخدم هذه الطريقة غي حفظ البكتريا لفترة طويلة



٣- أطباق الأجار Agar plate عبارة عن أطباق بتري تحتوي علي الأجار تستخدم هذه الطريقة في عزل البكتريا وعمل تحت مزارع من البكتيريا.



٤- Deep agar(stap agar) عبارة عن أنبوبة اختبار تحتوي علي الأجار في ضع مستوي ولنمو البكتريا في هذا النوع يتم حقن البكتريا في الأجار وهذا الوسط مناسب في نمو البكتريا اللاهوائية.

### صبغة الخلية البكتيرية

• لماذا نصبغ الخلية البكتيرية؟

١- لمعرفة الشكل المورفولوجي وترتيب الخلايا وذلك لان البكتريا عديمة اللون.

٢-لتفرقة بين مجموعتين من السلالات البكتيرية

٣-لمعرفة التراكيب الداخلية للبكتريا

### أنواع الصبغة

١-صبغة بسيطة (مباشرة -غير مباشرة)

٢-صبغة تفريقية (صبغة جرام -صبغة البكتيريا المقاومة للأحماض)

٣-صبغة تركيبية (صبغة الاسواط -صبغة الجدار الخلوي-صبغة الجراثيم الداخلية)

### الأصباغ

هي عبارة عن املاح غالبا ما تكون من مشتقات وهي متعادلة الشحنة وعند ذوبانها في الماء تعطى الشقيين الموجب والسالب او هي مركبات عضوية حامضية أو قاعدية تستخرج طبيعيا من النباتات وصناعيا من

البترول يتكون من شقين شق ملون chromophore و شق غير ملون exochrome وتسمى الصبغة قاعدية او موجبة اذا كان الشق الملون او الكروموفورم هو الموجب وتسمى حامضية اذا كان الشق الملون هو السالب.

لماذا عند صباغة الخلية البكتيرية تستخدم صبغة قاعدية؟

لان الخلية البكتيرية تحمل شحنة سالبة والصبغة القاعدية تحمل شحنة موجبة يحدث تجاذب بين الصبغة والخلية البكتيرية وتنشأ بينهما رابطة ايونية ضعيفة.

### خطوات الفيلم البكتيري في صباغة الخلية البكتيرية

١- نحضر شريحة نظيفة جافة

٢- نضع قطرة من الماء في منتصف الشريحة الزجاجية

٣- نأخذ السلالة البكتيرية بواسطة إبرة التلقيح بعد تعقيمها

٤- نمزج السلالة البكتيرية مع قطرة الماء في شكل بيضاوي

٥- نفرد السلالة البكتيرية علي الشريحة

٦- نترك الشريحة تجف في درجة حرارة الغرفة

٧- نقوم بتثبيت اللهب وذلك بتمرير الشريحة فوق لهب بنزين المباشر

من (٢-٣) مرات في جميع الصباغات ماعدا الصباغة السالبة

• خطوات الصباغة المباشرة.

تستخدم في صباغة الخلية البكتيرية مباشرة ونستخدم صبغة موجبة وهي ازرق المثيلين

١- نحضر الفلم البكتيري علي شريحة نظيفة مع تثبيت اللهب


٢- نغطي الشريحة بصبغة ازرق المثيلين لمدة دقيقة

٣- نغسل الشريحة بما الصنبور

٤- نجفف الشريحة بورقة ترشيح نظيفة

٥ نضع نقطة من زيت سيذر ونفحص الشريحة تحت العدسة الزيتية

1. وضع الشريحة على حامل الصبغ (شكل 45)، أو تمسك بملقاط معدني.



شكل(45) كيفية إضافة الصبغة إلى اللوحة البكتيرية

2. تغمر اللوحة بأزرق المثيلين، لمدة 30 – 60 ثانية

3. تغسل الشريحة بالماء المقطر، بعناية لإزالة الصبغة الزائدة، بواسطة أنبوب قنينة الماء المقطر.

4. تجفف اللوحة برفق، بورق ماص للرطوبة، وتترك لتجف.

• خطوات الصباغة الغير مباشرة.

تستخدم في صباغة الخلية البكتيرية غير مباشرة وذلك بصباغة الأرضية ونستخدم صبغة سالبة وهي النيجروسين لونها اسود

١- نحضر الفلم البكتيري علي شريحة نظيفة بدون تثبيت اللهب

٢- نغطي الشريحة بصبغة النيجروسين

٣- بواسطة شريحة أخرى نظيفة ننشر الفلم البكتيري والصبغة

٤- نترك الشريحة تجف في درجة حرارة الغرفة

٥ نضع نقطة من زيت سيذر ونفحص الشريحة تحت العدسة الزيتية

#### • خطوات العمل


- تستعمل الشرائح النظيفة، والخالية من المواد الدهنية.
- توضع قطرة صغيرة من الصبغة الحامضية، النيكروسين، على إحدى طرفي الشريحة.
- تؤخذ عينة من المزرعة الصلبة، ملء العقدة المعدنية ، مع قطرة من صبغة نيكروسين، وتترك لتجف بدون توزيعها.
- تلمس القطرة بأحد طرفي شريحة أخرى ، وتحرك الأخيرة يمينا ويساراً، يجب توزع البكتيريا والصبغة، لتغطي اللوحة بالتدرج من لون المعتم إلى لون الرمادي (49).



شكل (49) طريقة الصيغ السالب تليكتيريا

الصباغة التفريقية

• صباغة جرام





Gram Stain - YouTube.webm

## • صبغ البكتيريا بصبغة جرام

- اكتشف هذه الطريقة هانس جرام في 1884، عندما لاحظ أن البكتيريا تفقد لون الصبغة، عند التخلص من الزائد منها. وتستعمل هذه الطريقة في تشخيص وتصنيف البكتيريا، وتقسيمها إلى مجموعتين، سالبة، وموجبة لصبغة الجرام. ويرجع الفرق بين الصفتين الموجبة والسالبة، لمكونات الجدار الخلوي البكتيري.
- وتعتمد هذه الطريقة على أربعة خطوات هي:-

1. استخدام الصبغة الرئيسية ( Crystal violet )، لصبغ جميع البكتيريا باللون البنفسجي.
2. يستخدم الأيودين Iodine، لزيادة الروابط الأيونية بين الصبغة الرئيسية والبكتيريا.
3. يستخدم الكحول الأثيلي، أو الأسيتون كمادة مذيبة للصبغة من بعض البكتيريا، بينما تحتفظ البعض منها بلونها.
4. تستخدم مادة السفرانين Safranin، في صبغ البكتيريا التي فقدت صبغتها بالكحول أو الأسيتون، باللون الأحمر.




Gram stain Lmp1 - YouTube.webm

- تسمى البكتيريا التي فقدت لون الصبغة الرئيسية بكتيريا سالبة لصبغة الجرام، أما التي احتفظت بلون الصبغة الرئيسية تعرف باسم بكتيريا الموجبة لصبغة الجرام.


## • نظرية آلية صبغة الجرام :

- تعتمد هذه النظرية على النقاط التالية:-
- 1. تختلف البكتيريا لتقبلها الصبغة الرئيسية والصبغة الثانوية.
- 2. جدار الخلية الموجبة لصبغة الجرام؛ أكثر سمكا من جدار خلية البكتيريا السالبة لصبغة الجرام ، من حيث التركيب الكيميائي.



**جدول (2) مقارنة تركيب الجدر الخلوي في البكتيريا السالبة والبكتيريا الموجبة لصبغة جرام**


البكتيريا الموجبة لصبغة جرام (لون بنفسجي مزرقي).	البكتيريا السالبة لصبغة جرام (لون أحمر أو زهري).
يتكون من طبقة واحدة متجانسة.	يتكون من طبقات متعددة أقلها طبقتين.
لا يحتوي على دهون أو قد يحتوي على نسبة ضئيلة تصل إلى 3%.	يحتوي على نسبة عالية من الدهون تقدر بين 11- 22% من الوزن الجاف للجدار.
يحتوي على نسبة عالية من السكريات الأمينية بين 11- 22%.	يحتوي على سكريات أمينية بنسبة منخفضة بين 2- 8%
تحتوي على عدد محدود من الأحماض الأمينية.	تحتوي على كل الأحماض الأمينية التي توجد في البروتينات.



## خطوات صباغة جرام

- ١- نحضر الفلم البكتيري علي شريحة نظيفة مع تثبيت اللهب
- ٢- نغطي الفلم البكتيري بالصبغة الأولية (بلورات بنفسجية) لمدة دقيقة
- ٣- نغسل الشريحة بما الصنبور من اعلي لأسفل
- ٤- نغطي الفلم البكتيري بالمثبت (يود صبغة جرام) لمدة ٣٠ ثانية
- ٥- نغسل الشريحة بالعوامل المذيبة (الايثانول - الأسيتون) قطرة قطرة
- ٦- نغسل الشريحة بما الصنبور من اعلي لأسفل
- ٧- نغطي الفلم البكتيري بالصبغة الثانوية (الصفرائين) احمر اللون
- ٨- نغسل الشريحة بما الصنبور من اعلي لأسفل
- ٩- نجفف الشريحة بورقة ترشيح نظيفة

١٠- نضع نقطة من زيت سيدر ونفحص الشريحة تحت العدسة الزيتية



• علل

عند إضافة العوامل المذيبة (الايثانول) للبكتيريا تزيل لون الصبغة الأولية(بلورات بنفسجية) في حالة البكتيريا سالبة جرام بينما البكتيريا موجبة صبغة جرام تحتفظ بلون الصبغة الأولية؟

يرجع ذلك إلى تركيب الجدار الخلوي للبكتيريا حيث البكتيريا موجبة صبغة جرام يتركب الجدار الخلوي من طبقات عديدة من الميورين (عديدات البيبتيد) لذلك الايثانول لا يستطيع إذابة هذه الطبقات واختراق الجدار

أما ف حاله البكتريا سالبة جرام يتكون الجدار من ٢-٣ طبقات من  
عديدات البيبتيد و٣ طبقات من الدهون يستطيع الايثانول إذابة طبقات  
الدهون واختراق الجدار الخلوي وإذابة لون الصبغة الأولية

### الصبغة التركيبية

١- صبغة الجراثيم الداخلية:-

هو نوع من الصبغة التركيبية يستخدم لمعرفة وجود جراثيم للبكتيريا  
أم لا ويحدد أيضا موضع الجراثيم



الجراثيم الداخلية للبكتيريا:-

عبارة عن الطور الغير نشط للخلية البكتيرية التي تقاوم الظروف الغير  
مناسبة مثل

- درجات الحرارة العالية
- الإشعاع
- الضغط الاسموزي
- التجفيف

### صبغ الجراثيم البكتيرية Staining of Bacterial Spores

تعتبر الجراثيم البكتيرية ذات أهمية كبرى في التصنيف البكتيري لأنواع المختلفة وعادة تحاط الجراثيم بجدار سميك و متماسك، والجراثيم الداخلية من المعروف أنها بطبيعتها مقاومة لتقبل الأصباغ فبتالي لا يمكن لطرق الصبغ العادية التي تستعمل في صبغ الخلايا الخضرية للبكتيريا أن تؤدي إلى صبغها، لذلك يستعان بطرق أخرى تستغل الحرارة لتسهيل إدخال الصبغة خلال جدار الجرثومة فإنها تثبت بها ويصعب إزالتها منها، وهنا سيتم صبغ الخلايا البكتيرية بطريقة . Shaeffer & Fulton



• لماذا الجراثيم أكثر مقاومة من الخلية الخضرية للبكتيريا؟

لان الجراثيم محاطة بطبقات بروتينية عديدة

• موضع الجراثيم داخل الخلية البكتيرية

١-جراثيم طرفية *terminal*: *Bacillus sp* Ex:

٢- جراثيم تحت طرفية *sub terminal*: *Bacillus subtillus* Ex:


٣- جراثيم مركزية *central*: *Bacillus cereus* Ex:

٤-تشبه المطرقة *drumstick*: *Clostridium tetani* Ex:

• الجراثيم موجبة الشحنة لذلك تصبغ بصبغة سالبة الشحنة وهي صبغة اخضر الملاكييت

• خطوات الصباغة:-

- ١-نحضر الفلم البكتيري علي شريحة نظيفة مع تثبيت الذهب
- ٢-نغطي الشريحة بقطعة من ورقة الترشيح
- ٣-نشبع ورقة الترشيح بصبغة اخضر الملاكيت
- ٤-نضع الشريحة فوق كاس به ماء مغلي لمدة ٥ دقائق مع الحفاظ أن تكون الشريحة رطبة بصبغة اخضر الملاكيت
- ٥-نزِيل ورقة الترشيح بواسطة إبرة التلقيح
- ٦-نغسل الشريحة بماء الصنبور من اعلي لأسفل
- ٧-نغطي الشريحة بصبغة الصفرائين لمدة دقيقة
- ٨-نغسل الشريحة بماء الصنبور من اعلي لأسفل
- ٩-نجفف الشريحة بورقة ترشيح نظيفة
- ١٠-نضع نقطة من زيت سيدر ونفحص الشريحة تحت العدسة الزيتية



علل

لماذا عند صباغة الجراثيم الداخلية للبكتيريا توضع الشريحة فوق كاس به ماء مغلي؟

لان الجراثيم محاطة بمواد شمعية ( أغلفة بروتينية عديدة) تمنع البكتيريا من الصباغة وبخار الماء يعمل علي إزالة هذه الطبقات فتسهل عملية الصباغة

### الايض البكتيري

هو كل التفاعلات البيوكيميائية التي تحدث داخل الخلية البكتيرية

بواسطة الانزيمات وتشمل تفاعلات الهدم والبناء

• تفاعلات الهدم:-

عبارة عن تكسير الجزيئات كبيرة الحجم (المعقدة) الي جزيئات صغيرة الحجم (البسطة) لكي نحصل علي الطاقة والمغذيات

• تفاعلات البناء:-

عبارة عن تجميع جزيئات صغيرة الحجم (البسطة) الي الجزيئات كبيرة الحجم (المعقدة) للحصول علي التراكيب الداخلية

• الانزيمات:-

مركبات بروتينية تحتوي علي مراكز نشطة

انواع الانزيمات

انزيمات خارجية:-

وهي الانزيمان التي تفرز داخل الخلية البكتيرية وعملها خارج الخلية البكتيرية

الانزيمات الداخلية:-

وهي الانزيمان التي تفرز داخل الخلية البكتيرية وعملها ايضا داخل الخلية البكتيرية

هدم المواد الكربوهيدراتية

هي مركبات عضوية تحتوي علي الكربون والهيدروجين و الاكسجين بنسبة ١:٢:١


انواع المواد الكربوهيدراتية :-

١-السكريات الاحادية:- الجلوكوز والفركتوز

٢-السكريات الثنائية:- الاكتوز و السكرز و المالتوز

٣-السكريات العديدة:-النشا والسليولوز

التحليل المائي للنشا:-



## الخطوات:-

١- نحضر الوسط الغذائي starch agar في الدورق مع تعقيمة في المعقم

٢- نصب الوسط الغذائي ف اطباق بتري ونتركه يتصلب في درجة حرارة الغرفة

٣- نلحق الاطباق بسلاطات بكتيرية مختلفة

٤- نحضن الاطباق في الحضان لمدة ٢٤ ساعة


٥- بعد فترة التحضين نضيف اليود الي الاطباق لمدة خمس دقائق


٦- نزيل الزيادة من اليود

المشاهدة:-

١- ظهور منطقة بيضاء شفافة حول النمو ابكتيري


٢- تكون لون ازرق





التعليق:-

١- ظهور منطقة شفافة يوضح ان السلالة البكتيرية لها القدرة علي افراز انزيم الامليز لذلك حدث تحلل مائي للنشا وتكون الجلوكوز وهذا يوضع ان اسلالة البكتيرية استخدمت النشا ف التغذية طبقا للمعادلة



٢- ظهور لون ازرق يوضح ان السلالة البكتيرية ليس لها القدرة علي افراز انزيم الامليز لذلك لم يحدث تحلل مائي للنشا وتكون الجلوكوز وهذا يوضع ان اسلالة البكتيرية لم تستخدم النشا ف التغذية

طبقا للمعادلة

نشأ + يود = لون ازرق

٢-اكسدة وتخمير السكريات الاحادية:-

الاكسدة:- تكسير الجلوكوز الي ماء وثاني اكسيد الكربون في وجود الاكسجين

طبقا للمعادلة




التخمير :-تكسر الجلوكوز الي حمض الجلوكونيك في وجود او غياب

الاكسجين

طبقا للمعادلة


انزيمات التخمر



الوسط المستخدم هو وسط الاكسدة والاختزال يتكون من :-

١٠ جرام بيبتون ، ٥ جرام جلوكوز ، ٣ جرام مستخلص لحمي

يذاب في لتر ماء مقطر ، ٠,٠٦٥ جرام دليل ازرق برومو ثيمول




الخطوات:-

١- نحضر وسط الاكسدة والاختزال ف انابيب م التعقيم في المعقم ( Hugh )  
(leifson medium)

٢- نلغح الانابيب بسلاطات بكتيرية مختلفة

٣- وضع زيت البارافين في انبوبة التخمر

٤- نحضن الانابيب في الحضان لمدة ٢٤ ساعة ند درجة حرارة ٣٧ سليزيه




المشاهدة:-

١- ظهور لون اصفر في انبوبة الاكسدة والتخمر

٢- ظهور لون ازرق غامق في انبوبة الاكسدة ولون اصفر في انبوبة التخمر


٣- ظهور لون ازرق غامق في انبوبة الاكسدة والتخمر

٤- ظهور لون اصفر في انبوبة الاكسدة ولون ازرق غامق في انبوبة التخمر



التعليق في الحالة الاولى:-

١- ظهور لون اصفر في انبوبة الاكسدة يوضح ان السلالة البكتيرية لها القدرة لي افراز انزيمات الاكسدة في وجود الاكسجين وتحول الجلوكوز علي ماء وغاز ثاني اكسيد الكربون الذي يتحدو مع بعض ةيكون حمض الكربونيك ودليل ازرق البروموثيمول اصفر في الوسط الحامضي طبقا للمعادلة:-



٢- ظهور لون اصفر في انبوبة التخمر يوضح ان السلالة البكتيرية لها القدرة لي افراز انزيمات التخمر في وجود او غياب الاكسجين وتحول الجلوكوز علي حمض الجلوكونيك ودليل ازرق البروموثيمول اصفر في الوسط الحامضي



وتسمي هذه السلالة البكتيرية موكسدة مخمرة

التعليق الحالة الثانية:-

- ١- ظهور لون ازرق غامق في انبوبة الاكسدة يوضح ان السلالة البكتيرية ليس لها القدرة لي افراز انزيمات الاكسدة في وجود الاكسجين لذلك يكون الوسط الغذائي قاعدي ودليل ازرق البروموثيمول في الوسط القاعدي ازرق غامق
- ٢- ظهور لون اصفر في انبوبة التخمر يوضح ان السلالة البكتيرية لها القدرة لي افراز انزيمات التخمر في وجود او غياب الاكسجين وتحول الجلوكوز علي حمض الجلوكونيك ودليل ازرق البروموثيمول اصفر في الوسط الحامضي

Glucose + انزيمات تخمر ← Gluconic acid

وتسمي هذه السلالة البكتيرية غير موكسدة مخمرة

MR-VP test) methyl red –vogues prasker test)


يستخدم في معرفة ناتج عملية تخمر المواد الكربوهيدراتية (الاحادية –الثنائية) يكون حامضي او متعادل

MR يستخدم في معرفة اذا كان ناتج التخمر حامضي الدليل المستخدم هو

احمر امثيل

VP يستخدم في معرفة اذا كان ناتج التخمر متعادل الدليل المستخدم الفا نافثول



وهيدروكسد البوتاسيوم



## الخطوات

- ١- نحضر انابيب اختبار مع تعقيها في المعقم
- ٢- نلحق كل انبوتين اختبار بنفس السلالة البكتيرية ونلحق بسلالات بكتيرية مختلفة
- ٣- نحضن الانابيب في الحضان لمدة ٢٤ ساعة عند درجة حرارة ٣٧ سليزية
- ٤- بعد فترة التحضين نضيف دليل احمر الميثيل في الانبوبة الاولى من كل سلالة بكتيرية



في الانبوبة الثانية من كل سلالة بكتيرية نضيف دليل VP





لون الأحمر في الأنبوبة على جهة اليمين (التفاعل موجب)  
 لون أصفر في الأنبوبة على جهة اليسار (التفاعل سالب)

## اختبارات احمر الميثيل وفوكس بروسكاور : ( and Voges Proskauer Tests ) MR-VP

- هناك أنواع من البكتيريا وخصوصا في عائلة المعوية تخمر سكر الجلوكوز في بيئة النمو **MR-VP** وينتج عن ذلك تكون أحماض عضوية ( حامض اللاكتيك وحمض السكسينيك وحمض الفورميك ) .
- وجود تلك الأحماض يؤدي لانخفاض درجة الأس الهيدروجيني إلى 4.5
- وعند إضافة محلول احمر الميثيل يتحول اللون إلى لون أحمر مما يدل علي إنتاج هذه الاحماض .








هدم المواد البروتينية

البروتينات:- عبارة عن مواد معقدة تتكون من العديد من عديدات البيبتيد التي تتكون من العديد من الاحماض الامينية التي ترتبط مع بعضها البعض بواسطة روابط بيبتيدية .


تختلف انواع البروتينات طبقا لاختلاف مجموعة الحمض الاميني .

يوجد ٢٠ حمض اميني لهم نفس التركيب مع اختلاف مجموعة R



COOH عبارة عن مجموعة الكربوكسيل

NH<sub>2</sub> عبارة عن مجموعة الامين



CH<sub>2</sub>-COOH-١

NH<sub>2</sub>

R=H Glycin •

CH<sub>3</sub>-CH-COOH-٢

NH<sub>2</sub>

R=CH<sub>3</sub> alanin •

SH-CH<sub>2</sub>-CH-COOH-٣









NH<sub>2</sub>

R=SH-CH<sub>2</sub>    cystein    •

R-CH-COOH-ε

NH<sub>2</sub>

R= CH<sub>2</sub>    phenyl alanin    •



هدم المواد البروتينية:-

١- التحلل المائي للجيلاتين:-

أ- Hgcl<sub>2</sub> test

ب- اسالة اجيلاتين

٢-هدم الاحماض الامينية

أ- نزع وتكوين الامونيا

ب- اختبار الاندول

اولا التحلل المائي للجيلاتين:-

HgCL<sub>2</sub> test

الخطوات:-

١-حضّر الوسط الغذائي N.A Gelatin media

٢- نعقم الوسط الغذائي في المعقم

٣- نصب الوسط الغذائي في اطباق بتري ونتركه يتصلب في درجة حرارة الغرفة

٤- نلقح الاطباق بسلاطات بكتيرية مختلفة

٥- نحضن الاطباق في الحضان عند درجة حرارة ٣٧ لمد ٤٨ ساعة


٦- بعد فترة التحضين نغطي الاطاق ب HgCL<sub>2</sub>

٧- نزيل الكمية الزيادة من HgCL<sub>2</sub>

المشاهدة

١- ظهور منطقة بيضاء شفاهة

٢- ظهور راسب ابيض



التعليق:-

١- ظهور منطقة بيضاء يوضح ان السلالة البكتيرية لها القدرة علي افراز انزيم جيلاتينيز الذي يحدث تحلل مائي للجيلاتين الي الحمض الاميني طبقا للمعادلة:-

Gelatin + gelatinize → amine acid

لذلك عند اضافة كلوريد الزئبق لايتفاعل مع الحمض الاميني ويتكون منطقة بيضاء شفافة وهذا يوضع ان السلالة البكتيرية استخدمت الجيلاتين في عملية التغذية

٢- ظهور راسب ابيض يوضح ان السلالة البكتيرية ليس لها القدرة علي افراز انزيم جيلاتينيز لذلك لم يحدث تحلل مائي للجيلاتين لذلك عند اضافة كلوريد الزئبق تفاعل مع الجيلاتين ويتكون راسب ابيض وهذا يوضع ان السلالة البكتيرية لم تستخدم الجيلاتين في

عملية التغذية

Gelatin+ HgCL2 → white ppt

ثانيا هدم الاحماض الامينية :-

أ- نزع وتكوين الامونيا:-

هذا الاختبار يساعد في الكشف عن وجود الامونيا ومعرفة تحلل الحمض الاميني الخطوات:-

١- نحضر الوسط الغذائي N broth media في انابيب اختبار وتعقيمها في المعقم

٢- نلقح الانابيب بسلاطات بكتيريه مختلفة بحيث كل انبوبين بنفس السلالة البكتيرية


٣- نحضن الانابيب في الحضان عند درجة حرارة ٣٧ لمدة ٤٨ ساعة

٤- نضع في الانبوبة الاولى ممن كل سلالة بكتيرية كاشف نسلر والانبوبة الثانية من كل سلالة كلوريد الحديدك

المشاهدة :-

١- ظهور راسب بني ولون اصفر في الانبوبة ١ عند اضافة كاشف نسلر  
وظهور متراسب لونة اخضر في الانبوبة ٢ من السلالة الاولى عند اضافة كلوريد  
الحديدك


٢- لا يحدث تغير في الانبوبة ١ او ٢ من السلالة الثانية عند اضافة الكواشف




التعليق

١- في حالة السلالة البكتيرية الاولى


- ظهور راسب بني ولون اصفر عند اضافة كاشف نسلر يوضح ان السلالة البكتيرية لها القدرة علي افراز انزيم فينيل الانين دي امينيز الذي يحدث تحلل مائي للفنيل الانين الي الامونيا وحمض فينيل البيروفيك طبقا للمعادلة:-



لذلك عند اضافة كاشف نسلر يتفاعل مع الامونيا ويتكون راسب بني مصفر طبقا للمعادله :



ظهور متراسب اخضر عند اضافة كلوريد الحديدك نتيجة لتفاعله مع حمض الفنيل البيروفيك طبقا للمعادلة :



وهذا يوضح ان هذه السلالة البكتيرية استخدمت حمض فنيل الانين في عملية التغذية

٢- في حالة السلالة البكتيرية الثانية:-

لا يحدث تغير في الانبوبة ١ و ٢ من السلالة الثانية عند اضافة كلوريد الحديد وكاشف نسلر يوضح ان السلالة البكتيرية ليس لها القدرة علي افراز انزيم فنيل الانين دي امينيز لذلك لم يحدث تحلل مائي للفنيل الانين الي الامونيا وحمض فنيل البيروفيك وهذا يوضح ان هذه السلالة البكتيرية لم تستخدم حمض فنيل الانين في عملية التغذية.

اختبار الاندول:

هو اختبار يوضح قدرة بعض البكتيريا على تحلل الحمض الأميني التربتوفان للاندول، ويتم ذلك من خلال سلسلة من الإنزيمات المختلفة داخل الخلايا التي تعمل على تفكيك الحمض الأميني التربتوفان مع إطلاق الإندول.

ما الهدف من إجراء اختبار Indole؟

لتحديد قدرة الكائن الحي على إنتاج الإندول بفعل إنزيم التربتوفاناز، وأيضاً يتم استخدام هذا الاختبار للتمييز بين أنواع عائلة البكتيريا المعوية ومن بينها:

١. للتمييز بين أنواع بكتيريا *Proteus*.

٢. للتمييز بين أنواع بكتيريا *Klebsiella*.

٣. للتمييز بين أنواع بكتيريا *Citrobacter*.

ما هو مبدأ عمل اختبار Indole؟

البكتيريا التي تنتج إنزيم التربتوفاناز قادرة على تحلل الحمض الأميني التربتوفان إلى الإندول، يتم الكشف عن الإندول عن طريق إضافة كاشف Kovac. ويتم إجراء هذا الاختبار عن طريق زراعة عينة من البكتيريا المعزولة في أنبوب اختبار يحتوي على وسط غذائي من التربتوفان، ومن ثم احتضان أنبوب الاختبار على درجة حرارة ٣٧ لمدة ٢٤ ساعة وبعد انتهاء المدة إضافة كاشف Kovac.

طريقة العمل:

١- ماء ببتون + ١% تربتوفان

٢- يلقح الوسط بالبكتيريا ويحضن لمدة ٢٤ - ٤٨ ساعة بدرجة حرارة ٣٧ مئوية ثم يضاف له الكاشف Kovac's reagent علي السطح الداخلي للانبوبة

كيف يتم تفسير نتائج اختبار Indole ؟

النتيجة الإيجابية: بعد إضافة الكاشف تتشكل حلقة حمراء أعلى الأنبوب.

النتيجة السلبية: عدم تغير أي لون في الأنبوب بعد إضافة الكاشف.

## الجزء العملى الخاص بالفطريات

Kingdom: Mycophyta

Division (1): Myxomycophyta

Division (2): Eumycophyta

تنقسم الفطريات الحقيقه الى

	Class(1) Phycomycetes Zygomycetes	Class(2) Ascomycetes	Class(3) Basidiomycetes	Class(4) Deutromycetes
Mycelium	Aseptate	Septate	Septate	Septate
Asexual spores	Zoospores Sporangiospores	Conidia	Conidia	Conidia
Sexual spores	zygospores	Ascospores	Basidiospores	Absent

## الفطريات الزيجوتيه (الطحبيه)

Kingdom : Mycophyta

Division : Eumycophyta

Class (1): Phycomycetes

Subclass: Zygomycetes

Order : Mucorales

Family(1): Mucoraceae


e.g : *Rhizopus* sp.

e.g: *Mucor* sp.


e.g : *Circinella* sp.

Family(2): Cephalidiaceae


e.g: *Syncephalastrum* sp.



*Rhizopus* sp.



*Mucor* sp.



*Syncephalastrum* sp.




*Circinella* sp.

## الفطريات الزقية

Kingdom: Mycophyta  
Division: Eumycophyta  
Class(2): Ascomycetes  
Subclass: Euascomycetes  
Order : Aspergillales  
Family: Aspergillaceae  
e.g : *Aspergillus* sp.  
e.g: *Penicillium* sp.


### الصفات العامه لفطر الاسبيرجيلس

- ١- لون المستعمره (Colony color)
- ٢- خلفيه المستعمره (Colony reverse)
- ٣- الحويصله (Vesicle)
- ٤- الذنبيات (Stregmata)
- ٥- الراس الكونيديه (Conidial head)
- ٦- الحامل الكونيدى (Conidiophore)
- ٧- الكونيدات (Conidia).
- ٨- الجراثيم الزقيه (Ascospore)
- ٩- خلايا الهبول (Hull cell).
- ١٠- الاجسام الحجريه (Sclerotia).



### الصفات العامة لفطر البنيسيليوم

- 1- Colony color
- 2- Colony reverse
- 3- Matullae: Absent or present
- 4- Pencilli: Monoverticillata or Biverticillata (Symmetric or Asymmetric)
- 5- Conidiophore: long or short/smooth or rough/ piment or hyaline/ branched or unbranched.
- 6- Conidia: Globose or sub or ovate/hyaline or pigment/smooth or rough
- 7- Ascospore: Present or absent
- 8- Hull cell: Present or absent
- 9- Sclerotia: Present or absent



## الفطريات الناقصه

Kingdom: Mycophyta

Division : Eumycophyta

Class(4): Deutromycetes

Order : Moniliales

Family (1): Dematiaceae

e.g. : *Drechslera* sp.

: *Curvularia* sp.

: *Alternaria* sp.

: *Ulocladium* sp.

: *Cladosporium* sp.



*Drechslera* sp.




*Curvularia* sp.



*Alternaria* sp.



*Ulocladium* sp.



*Cladosporium* sp.

Order: Moniliales

Family (2): Moniliaceae

e.g: *Scopulariopsis* sp.

*Trichoderma* sp.



*Scopulariopsis* sp.



*Trichoderma* sp.

Family (3): Tuberculariaceae

e.g. : *Fusarium* sp.



*Fusarium* sp.

## المراجع:

حسين العروسي، عماد الدين وصفي، المملكة النباتية. مكتبة المعارف الحديثة (٢٠٠٥).

حسوني جدوع عبد الله، صبا رياض خضير، اشرف سامي حسن، البيئة، بيئة الحيوان والنبات والاحياء المجهرية، دار دجلة عمان، (٢٠١٥).

محمد علي أحمد أحمد، قاموس المصطلحات الفطرية، المكتبة الأكاديمية (٢٠٠٠).

عبد العزيز نخيلان، اساسيات علم الفطريات، دار دجلة للنشر (٢٠٠٩).